

ラテックスアレルギー対策のマイクロタイプ合成ゴム手袋  
**「手術用手袋 センシタッチ®・プロ・センソプレン®・ソフト」**

SENSOPRENE® Soft Technical Data

●材質及び製法

主原料	天然ゴムラテックス	加硫促進剤	ミルクカゼイン	色
クロロプレンゴム	含まない	不使用	不使用	クリーム色

■ガンマ線滅菌済

販売名：手術用手袋 センシタッチ・プロ・センソプレン・ソフト  
 認証番号：229ADBZX00011000



●サイズ表

サイズ	カタログNo.	カラーコード	指先	掌部	カフ部
5.5	SG9955SPS	紫	0.14mm	0.13mm	0.14mm
6.0	SG9960SPS	オレンジ			
6.5	SG9965SPS	青			
7.0	SG9970SPS	赤			
7.5	SG9975SPS	黒			
8.0	SG9980SPS	グリーン			
8.5	SG9985SPS	黄			

●厚さ（許容誤差±0.03mm）社内実測値平均

●入り数

50双/箱×4/ケース（200双/ケース）

**TORAY**  
 Innovation by Chemistry



**Ansell**

Ansell, Sensi-Touch®, Sensoprene®, は、Ansellまたはその関連会社が所有する商標です。  
 米国特許取得済みまたは米国および米国以外の国の特許申請中：www.ansell.com/patentmarking **SPUG-2009-V2**

【製造販売元】

東レ・メディカル株式会社

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町2丁目4番1号  
 札幌：〒060-0031 北海道札幌市中央区北一条東2-5-2（札幌泉第2ビル） TEL.(011)251-2233  
 仙台：〒981-3121 宮城県仙台市泉区上谷刈1-5-3 TEL.(022)772-5773  
 東京：〒101-0031 東京都千代田区東神田2-5-12（龍角散ビル） TEL.(03)5835-2762  
 名古屋：〒481-0031 愛知県北名古屋市弥勒寺東4-173 TEL.(0568)21-5600  
 大阪：〒541-0059 大阪府大阪市中央区博労町4-2-15（ヨドコウ第2ビル） TEL.(06)6253-7002  
 広島：〒730-0021 広島県広島市中区胡町4-2-1（朝日生命広島胡町ビル） TEL.(082)544-2761  
 九州：〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-13-21（エフビル） TEL.(092)477-3016

代理店

**TORAY**  
 Innovation by Chemistry

管理医療機器  
 認証番号：227ADBZX00068000  
 販売名「手術用手袋 センシタッチ・プロ・センソプレン・グリーン」

手術用手袋センシタッチ・シリーズ

**センシタッチ®・プロ・センソプレン®・グリーン**

**NON-LATEX/ACCELERATOR FREE UNDERGLOVE**



An Under-glove with the added benefit of advanced allergy protection

医療従事者と患者様を守る安全安心の新習慣

ラテックスフリー&  
 加硫促進剤フリー

ACCELERATOR FREE



二重装着による  
 感染対策の提案

**Sensi-Touch Professional® Sensoprene® Green**

**TORAY**  
**GLOVE**  
**MANAGEMENT**  
 Surgical Glove Sensi-Touch Series

アレルギーをマネジメントする  
 東レ センシタッチシリーズ

**Ansell**

# 次世代合成ゴム手術用手袋、ラテックスフリー・加硫促進剤フリーの安全・安心のセンソプレン®シリーズに、 二重装着時のピンホール検出が容易となる**グリーン**が登場

ご提案▶二重装着時のアンダーとして

「手袋をしていたのに、脱いたら、手に**血液?**」そんなご経験ございませんか?

手術用手袋 センシタッチ®・プロ・センソプレン®・グリーン

「手術用手袋 センシタッチ®・プロ・センソプレン®・グリーン」

「手術用手袋 センシタッチ®・プロ・センソプレン®・ソフト」

ラテックス  
フリー

加硫促進剤  
フリー

ミルクカゼイン  
フリー

パウダー  
フリー

ラテックスフリー・加硫促進剤フリーのマイクロサージェリー対応の次世代手術用手袋です。

## 加硫促進剤を使用しないクロロプレナム製手袋

アレルギー性接触皮膚炎の原因の80%<sup>(\*)</sup>とされている「加硫促進剤」を一切使用していないラテックスフリー合成ゴム製手袋です。医療従事者の肌に触れる二重装着のアンダーとして最適の材料です。

(\*)Source : Allergic and irritant reactions to rubber gloves in medical health services  
Journal of the American Academy of Dermatology Volume25, Number 5, Part1 November 1991

## 二重装着 Perforation Detection System

二重装着のアンダーとして使用すると、術中のPerforation(手袋の穿孔)の発見に効果を発揮します。手袋の二重装着は、皮膚に接している手袋のピンホールが大幅に減少し、血液等に接触する事故の件数は10分の1に減るといわれています。<sup>(\*)</sup>

(\*)Source : Susman E. AAAAI : Latex sensitivity infrequent in health care workers. In: Doctor's guide global edition.2003

## 二重装着での快適性を追求

同材料製品「センソプレン・ソフト」との二重装着組み合わせは指先0.28mm(社内測定値)二重装着時の「操作性」を向上し、より快適な装着感を実現。

## 「手術用手袋 センシタッチ®・プロ・センソプレン®・グリーン」

### SENSOPRENE® Green Technical Data

#### ●材質及び製法

主原料	天然ゴムラテックス	加硫促進剤	ミルクカゼイン	色
クロロプレナム	含まない	不使用	不使用	グリーン

■ガンマ線滅菌済  
販売名:手術用手袋 センシタッチ・プロ・センソプレン・グリーン  
認証番号:227ADBZX00068000

#### ●サイズ表

サイズ	カタログNo.	カラーコード	●厚さ(許容誤差±0.03mm)社内実測値平均		
			指先	掌部	カフ部
5.5	SG9155SUG	紫	0.14mm	0.13mm	0.14mm
6.0	SG9160SUG	オレンジ			
6.5	SG9165SUG	青			
7.0	SG9170SUG	赤			
7.5	SG9175SUG	黒			
8.0	SG9180SUG	グリーン			
8.5	SG9185SUG	黄			

●入り数  
50双/箱×4/ケース(200双/ケース)



### PERFORATION DETECTION SYSTEM

目視困難な破損やピンホールもグリーンがはっきりと知らせます

二重装着時指先厚み

0.28<sub>mm</sub>

0.14<sub>mm</sub> Inner Glove Sensoprene Green + 0.14<sub>mm</sub> Outer Glove Sensoprene Soft

ご提案▶二重装着時のアウターとして

ラテックスアレルギー対策のマイクロタイプ合成ゴム手袋  
手術用手袋 センシタッチ®・プロ・センソプレン®・ソフト

#### 推奨サイズ選択

**Inner Glove** 現在ご使用の手袋のハーフサイズアップを選択

**Outer Glove** 現在ご使用の手袋サイズを選択

サイズ7.0ご使用の場合、内側は7.5、外側は7.0を選択。

\*着用感覚は個人差がございます。上記はあくまでもご参考にしてください。

